

Anti-Pwp1 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q13610

Artikelnummer: CM0003358

Einführung

Dieser kaninchenmonoklonale Antikörper erkennt spezifisch humanes PWP1 (Periodic Tryptophan Protein 1 Homolog), einen nukleolären, chromatinassoziierten Faktor. Validiert für WB und ELISA; rekombinantes Immunogen entspricht aa 460-501. Vorhergesagtes MW 56 kDa. UniProt Q13610.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PWP1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	NCLB; IEF-SSP-9502; PWP1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	11137
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 460-501 von humanem PWP1 (NP_008993.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q13610
Proteingewicht	56kDa
Versand	Eisbeutel