

Anti-Pxdn-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q92626

Artikelnummer: CM0012187

Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes PXDN für WB- und ELISA-Anwendungen. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung der extrazellulären Matrix, der Basalmembran und der Angiogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PXDN-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	PXN; VPO; MG50; PRG2; ASGD7; COPOA; D2S448; D2S448E; hsPxd01
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	7837
GeneID	7837
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 431-520 des humanen PXDN (NP_036425.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q92626
Proteingewicht	165 kDa
Versand	Kühlakku