

Anti-Pxdn-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb Und Elisa - Q92626

Artikelnummer: CM0022472

Einführung

Kaninchen-Polyklonalantikörper gegen humanes PXDN (Peroxidasin-Homolog). Für WB und ELISA validiert, kreuzreagiert mit Maus. Geeignet für die Erforschung der extrazellulären Matrix und der Basalmembran.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PXDN-Kaninchen-pAb
Aliase	PXN, VPO, MG50, PRG2, ASGD7, COPOA, D2S448, D2S448E, hsPxd01, PXDN
Art	Mensch
Gen-ID	7837
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1320-1479 des humanen PXDN (NP_036425.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q92626
Proteingewicht	165 kDa
Versand	Kühlakku