

Anti-Pxk Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q7Z7A4

Artikelnummer: CM0014064

Einführung

Der PXX Kaninchen-Polyklonale Antikörper zielt auf das PX-Domäne enthaltende Proteinkinase-ähnliche Protein (MONaKA) ab, einen Regulator der Na,K-ATPase und der synaptischen Übertragung. Geeignet für WB und ELISA in Human-, Maus- und Rattenproben. Erkennt ein Band bei 65kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PXX Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SLOB; MONAKA; PXX
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	54899
Gen-ID	54899
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-200 des humanen PXX (NP_060241.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q7Z7A4
Proteingewicht	65kDa
Versand	Eisbeutel