

Anti-Pycr1-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P32322

Artikelnummer: CM0008024



Einführung

Hochwertiger monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes PYCR1, validiert für WB, IF, IHC und ELISA. Ideal zur Untersuchung des Prolinmetabolismus, der mitochondrialen Funktion und der Reaktion auf oxidativen Stress. Unterstützt durch die One-Stop-Lieferkette von CamelBio für IVD-Rohmaterialien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PYCR1-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	P5C; P5CR; PRO3; PYCR; PIG45; PP222; ARCL2B; ARCL3B
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	5831
GeneID	5831
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 211-310 des humanen PYCR1 entspricht (NP_008838.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P32322
Proteingewicht	33 kDa
Versand	Kühlakku