

Anti-Pycr1-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P32322

Artikelnummer: CM0017363



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Anti-PYCR1-Kaninchenantikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes, murines und Ratten-PYCR1. Ideal für die Erforschung der Prolinbiosynthese und von oxidativem Stress.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PYCR1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	P5C; P5CR; PRO3; PYCR; PIG45; PP222; ARCL2B; ARCL3B; PYCR1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5831
Gen-ID	5831
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-319 des humanen PYCR1 (NP_008838.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P32322
Proteingewicht	33 kDa
Versand	Kühlakku