

Anti-Pycr2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96C36

Artikelnummer: CM0018190



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Anti-PYCR2-Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt ein 34 kDa-Protein und eignet sich für die Untersuchung der Prolinbiosynthese und oxidativen Stress in Proben von Mensch, Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PYCR2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HLD10; P5CR2; PYCR2
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	29920
GeneID	29920
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 271-320 des humanen PYCR2 (NP_037460.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96C36
Proteingewicht	34kDa
Versand	Eistasche