

Anti-Pygl Kaninchen-Polyklonaler Antikörper - P06737

Artikelnummer: CM0024931



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches PYGL (Leberglykogenphosphorylase) gerichtet ist, für WB, IHC-P, IF/ICC, IP und ELISA-Anwendungen. Erkennt menschliches, murines und rattiges PYGL. Ideal für Studien zur Glukosehomöostase und zum Glykogenstoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PYGL Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GSD6; PYGL
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5836
Gen-ID	5836
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 690-847 von menschlichem PYGL (NP_002854.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P06737
Proteingewicht	97kDa
Versand	Eisbeutel