

Anti-Pygm Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P11217

Artikelnummer: CM0028537



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes PYGM (Myophosphorylase) gerichtet ist, validiert für WB und ELISA. Reagiert mit humanen, murinen und rattigen Proben. Für die Forschung zum Glykogenstoffwechsel und zur McArdle-Krankheit.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PYGM Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GSD5; PYGM
Spezies	Mensch
Gen-ID	5837
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 743-842 von humanem PYGM (NP_005600.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P11217
Proteingewicht	97kDa
Versand	Eisbeutel