

Anti-Pym1 Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Brp8

Artikelnummer: CM0022726

Einführung

Hochwertiger anti-PYM1 Kaninchen polyklonaler Antikörper validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Erkennt humanes, murines, Ratten-PYM1 (Q9BRP8), einen wichtigen Regulator des Exon-Junctions-Komplexes, der an NMD und Translation beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PYM1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PYM; WIBG; PYM1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	84305
GenID	84305
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-204 von menschlichem PYM1 (NP_115721.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9BRP8
Proteingewicht	23 kDa
Versand	Eispackung