


Anti-Pyruvat-Carboxylase (Pc)-Kaninchen-Mab Für Wb Und Elisa - P11498

Artikelnummer: CM0012782



Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen die humane Pyruvat-Carboxylase (PC), validiert für WB und ELISA. Erkennt eine 130-kDa-Bande in humanen, Maus- und Rattenproben. Geeignet für die Stoffwechselforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Pyruvat-Carboxylase-(PC)-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	PCB; PC; Pyruvat-Carboxylase (PC)
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	5091
GeneID	5091
Immunogen	Synthetisches Peptid, entsprechend den Aminosäuren 1-100 der humanen Pyruvat-Carboxylase (PC) (P11498)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P11498
Proteingewicht	130 kDa
Versand	Kühlakku