


Anti-Qars Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc, If, Elisa - P47897

Artikelnummer: CM0025347



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes QARS (Glutaminyl-tRNA-Synthetase). Validiert für WB, IHC, IF, ELISA. Reagiert mit Mensch und Maus. Geeignet für die Forschung zu Gehirnentwicklung und Proteinsynthese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	QARS Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	QARS; GLNRS; MSCCA; PRO2195
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	5859
GeneID	5859
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-250 des humanen QARS (NP_005042.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P47897
Proteinmasse	88 kDa
Versand	Eisbeutel