

Anti-Qdpr-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P09417

Artikelnummer: CM0028189



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes QDPR (DHPR, SDR33C1), validiert für WB und ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Geeignet für die Forschung zur Tetrahydrobiopterin-Biosynthese und Phenylketonurie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	QDPR Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DHPR; PKU2; HDHPR; SDR33C1; QDPR
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5860
GenID	5860
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-244 von humanem QDPR (NP_000311.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P09417
Proteingewicht	26kDa
Versand	Eisbeutel