


Anti-Qki Monoklonaler Antikörper Für Wb - Q96Pu8

Artikelnummer: CM0006292



Einführung

QKI-Kaninchen-monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Zielt auf das KH-Domänen-haltige RNA-bindende Protein QKI, einen Schlüsselregulator für RNA-Spleißen, Stabilität und Myelinisierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	QKI Kaninchen mAb
Anmerkungen/Alias	QK; Hqk; QK1; QK3; hqkl; QKI
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9444
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96PU8
Proteingewicht	38 kDa
Versand	Eisbeutel