


Anti-Qki Poliklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q96Pu8

Artikelnummer: CM0027258



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen das humane QKI-Protein (Gen-ID: 9444, SWISS: Q96PU8). Validiert für WB, IF/ICC und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für RNA-Biologie und neurologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	QKI Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	QK; Hqk; QK1; QK3; hqkl; QKI
Spezies	Mensch
GenID	9444 (Mensch)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-341 von humanem QKI (NP_006766.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96PU8
Proteinmasse	38 kDa
Versand	Eisbeutel