


Anti-Qki Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q96Pu8

Artikelnummer: CM0002472



Einführung

QKI Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Erkennt menschliches, murines und Ratten-QKI-Protein (~38 kDa). Ideal für die RNA-Stoffwechsel- und Myelinisierungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	QKI Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	QK; Hqk; QK1; QK3; hqkl; QKI
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	9444
GenID	9444
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 242-341 von menschlichem QKI (Q96PU8) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96PU8
Proteingewicht	38 kDa
Versand	Eisbeutel