


Anti-Qpct-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q16769

Artikelnummer: CM0025233



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes QPCT für Western Blot, IF/ICC und ELISA. Rekombinantes Immunogen; kreuzreagiert mit Maus, Ratte. Ideal für die Untersuchung von Pyroglutamyl-Peptiden und Amyloid-Beta.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	QPCT Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	QC; GCT; sQC; QPCT
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	25797
GenID	25797
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-361 von humanem QPCT (NP_036545.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q16769
Proteingewicht	41 kDa
Versand	Eisbeutel