


Anti-Qprt Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q15274

Artikelnummer: CM0017587



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes QPRT (Nikotinat-Nukleotid-Pyrophosphorylase). Validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für Forschung zum Chinolinsäure-Katabolismus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	QPRT Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	QPRTase; HEL-S-90n; QPRT
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	23475
GeneID	23475
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-297 von humanem QPRT (NP_055113.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15274
Proteinmolekulargewicht	31 kDa
Versand	Eisbeutel