

Anti-Qsox1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 000391

Artikelnummer: CM0028567



Einführung

QSOX1 Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA mit Reaktivität für Mensch und Maus. Ziel ist Sulfhydryloxidase 1, ein Schlüsselenzym bei der Disulfidbindungsbildung und dem Umbau der extrazellulären Matrix.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	QSOX1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Q6; QSCN6; QSOX1
Spezies	Mensch
Gen-ID	5768
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-330 von humanem QSOX1 enthält (NP_001004128.1).
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	O00391
Proteingewicht	83kDa
Versand	Eisbeutel