

Anti-Qsox2-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q6Zrp7

Artikelnummer: CM0018700

Einführung

QSOX2 Kaninchen-pAb erkennt menschliches QSOX2, kreuzreagiert mit Maus und ist für WB und ELISA validiert. Ideal für die Untersuchung von Sulfhydryloxidase 2 bei Apoptose und Disulfidbrückenbildung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	QSOX2 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	SOXN; QSCN6L1; QSOX2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	169714
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 370-650 von menschlichem QSOX2 (NP_859052.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q6ZRP7
Proteingewicht	78kDa
Versand	Eisbeutel