

Anti-R9Ap/Rgs9Bp Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q6Zs82

Artikelnummer: CM0019204

Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen R9AP/RGS9BP, einen Membrananker für RGS9-1 bei der Phototransduktion. Für WB und ELISA validiert; kreuzreagiert mit humanen, murinen und Rattenproteinen. Ideal für die Forschung zu Sehvorgängen und zur GPCR-Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	R9AP/RGS9BP-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	R9AP; RGS9; PERRS; R9AP/RGS9BP
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	388531
Immunogen	Rekombinantes Protein, entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-107 des humanen R9AP/RGS9BP (NP_997274.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q6ZS82
Proteingewicht	25 kDa
Versand	Kühlakku