

Anti-R9Ap/Rgs9Bp Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q6Zs82

Artikelnummer: CM0004047

Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes R9AP/RGS9BP (Q6ZS82). Validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Wichtig für die Untersuchung der visuellen Phototransduktion und der GPCR-Signalregulierung. Kreuzreaktivität mit Mensch.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	R9AP/RGS9BP Kaninchen mAk
Bemerkungen/Aliase	R9AP; RGS9; PERRS; R9AP/RGS9BP
Spezies	Mensch
Gen-ID	388531
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-107 des humanen R9AP/RGS9BP enthält. (NP_997274.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q6ZS82
Proteinmasse	25 kDa
Versand	Eisbeutel