


Anti-Rab11A-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P62491

Artikelnummer: CM0015817



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, spezifisch für humanes RAB11A, validiert für Western Blot, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Ratte. Ideal für die Untersuchung des endozytischen Recyclings und des Membranverkehrs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RAB11A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	YL8; RAB11A
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8766
Gen-ID	8766
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 von humanem RAB11A (NP_004654.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P62491
Proteinmolekulargewicht	24kDa
Versand	Eisbeutel