


Kaninchen-Monoklonaler Anti-Rab11A-Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P62491

Artikelnummer: CM0008703



Einführung

Hochwertiger monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes RAB11A (P62491), geeignet für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung des endozytischen Recyclings und des Membrantransports.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RAB11A-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	YL8; RAB11A
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8766
Gen-ID	8766
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P62491
Proteingewicht	24 kDa
Versand	Kühlpack