


Anti-Rab11A/B Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P62491 / Q15907

Artikelnummer: CM0002335



Einführung

Dieser kaninchen-monoklonale Antikörper gegen RAB11A/B ist validiert für WB, IF/ICC, IHC-P und ELISA. Er erkennt menschliches, murines und Ratten-RAB11A und RAB11B, Schlüsselregulatoren des endozytischen Recyclings und des Membrantransports.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RAB11A/B Rabbit mAb
Bemerkungen/Aliase	YL8; H-YPT3; NDAGSCW; RAB11A/B
Art	Mensch
GenID (Mensch)	8766/9230
GenID	8766/9230
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem RAB11A/B (NP_004654.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P62491/Q15907
Proteinmasse	24 KDa
Versand	Eisbeutel