


Anti-Rab11A/Rab11B Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62491 / Q15907

Artikelnummer: CM0023083



Einführung

Dieser polyklonale Kaninchen-Antikörper erkennt RAB11A und RAB11B in Proben von Mensch, Maus und Ratte. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA unterstützt er die Forschung zu endozytischem Recycling und Zellteilung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RAB11A/RAB11B Kaninchen pAb
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8766/9230
Gen-ID	8766/9230
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem RAB11A/RAB11B (NP_004654.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P62491/Q15907
Versand	Eisbeutel