


Anti-Rab11B-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q15907

Artikelnummer: CM0013127



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes RAB11B (UniProt Q15907). Validiert für WB, IF/ICC, ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für die Forschung an endozytischem Recycling und Membrantransport.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RAB11B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	H-YPT3; NDAGSCW; RAB11B
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	9230
GenID	9230
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 von humanem RAB11B (NP_004209.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15907
Proteingewicht	24kDa
Versand	Eisbeutel