


Anti-Rab11Fip1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q6Wkz4

Artikelnummer: CM0027453



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes RAB11FIP1, validiert für WB und ELISA. Ideal für die Erforschung des endosomalen Recyclings, der Phagozytose und des Vesikeltransports in Forschungsanwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RAB11FIP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RCP; NOEL1A; rab11-FIP1; RAB11FIP1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	80223
Gen-ID	80223
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 330-540 von humanem RAB11FIP1 (NP_079427.4) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q6WKZ4
Proteingewicht	137kDa
Versand	Eistasche