

Anti-Rab11Fip5 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bxf6

Artikelnummer: CM0021045

Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen RAB11FIP5, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Rekombinantes Immunogen (AS 354-653). Ideal zur Untersuchung des Transports in apikalen Recycling-Endosomen, der Insulinsekretion und des V-ATPase-Transports.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RAB11FIP5-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	GAF1; pp75; RIP11; gaf-1; rab11-FIP5; RAB11FIP5
Art	Mensch
Gen-ID	26056
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 354-653 des humanen RAB11FIP5 (NP_056285.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9BXF6
Proteingewicht	70 kDa
Versand	Kühlakku