

Anti-Rab12 Monoklonaler Antikörper Für Ip Und Elisa - Q6Iq22

Artikelnummer: CM0008184



Einführung

Hochwertiger Anti-Rab12 monoklonaler Antikörper für Immunpräzipitation (IP) und ELISA-Anwendungen. Validiert für humane Proben, zielt auf die kleine GTPase Rab-12 ab, die am endosomalen Transport und Autophagie beteiligt ist. Ideal für die IVD- und Forschungsanwendung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rab12 Kaninchen mAb [MJFF-A-3F6]
Bemerkungen/Alias	RAB12
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	201475
Gen-ID	201475
Immunogen	Rekombinantes Protein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-244 des humanen Rab12-Proteins (Q6IQ22) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q6IQ22
Proteingewicht	27kDa
Versand	Eisbeutel