

## Anti-Rab12 Kaninchen Monoklonaler Antikörper [Ko Validiert] Für Wb Und Elisa - Q6Iq22

Artikelnummer: CM0004941



### Einführung

KO-validierter Anti-Rab12 Kaninchen monoklonaler Antikörper (Klon MJFF-A-6E6) für Western Blot und ELISA. Erkennt menschliches und murines Rab12, eine kleine GTPase, die den endosomalen Transport und die Autophagie reguliert. Ideal für Studien zum Membrantransport.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | [KO validiert] Rab12 Kaninchen mAb [MJFF-A-6E6]                                                                                     |
| Bemerkungen/Alias | RAB12                                                                                                                               |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                              |
| GenID (Mensch)    | 201475                                                                                                                              |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 1-244 des menschlichen Rab12-Proteins (Q6IQ22) entspricht. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                           |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                              |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                           |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus                                                                                                                        |
| SWISS             | Q6IQ22                                                                                                                              |
| Proteingewicht    | 27kDa                                                                                                                               |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                           |