

Anti-Rab13-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P51153

Artikelnummer: CM0014718

Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes RAB13, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Ideal zur Untersuchung des Aufbaus von Tight Junctions, des endozytischen Recyclings und der GLUT4-Translokation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RAB13-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Alias	GIG4; RAB13
Art	Mensch
GenelD (Mensch)	5872
GenelD	5872
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P51153
Proteingewicht	23 kDa
Versand	Kühlakku