

Anti-Rab14 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P61106

Artikelnummer: CM0014224



Einführung

Anti-RAB14 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt humanes und murines RAB14, eine Rab-Kleine-GTPase, die den Golgi-Endosomen-Verkehr, die endosomale Verankerung und die Zelladhäsion reguliert. Geeignet für IVD- und Forschungsanwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RAB14 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FBP, RAB-14, RAB14
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	51552
GeneID	51552
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 39-140 von humanem RAB14 (NP_057406.2) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P61106
Proteingewicht	24kDa
Versand	Eistasche