

Anti-Rab17 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9H0T7

Artikelnummer: CM0026393

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes RAB17, geeignet für WB- und ELISA-Anwendungen. Erkennt RAB17 in humanen, Maus- und Rattenproben. Ideal für Transzytose- und Membrantransport-Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RAB17 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RAB17
Spezies	Human
GeneID (Human)	64284
GeneID	64284
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-212 von humanem RAB17 (NP_071894.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9H0T7
Protein-Gewicht	23kDa
Versand	Eistasche