

Anti-Rab18-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Np72

Artikelnummer: CM0030445



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen humanes RAB18, validiert für WB und ELISA. Detektiert endogenes RAB18 in menschlichen, murinen und rattigen Proben. Ideal zur Untersuchung des intrazellulären Membranverkehrs, der ER-Lipidtropfen-Kontakte und der Neurodegeneration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RAB18 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	WARBM3; RAB18LI1; RAB18
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	22931
Gen-ID	22931
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-206 von humanem RAB18 (NP_067075.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NP72
Proteingewicht	23kDa
Versand	Eisbeutel