

Anti-Rab1A Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P62820

Artikelnummer: CM0019195



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes RAB1A, geeignet für WB, IF/ICC, ELISA; kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung des ER-Golgi-Transports, der Autophagie und der Zellmigration. 23 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RAB1A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RAB1; YPT1; RAB1A
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	5861
Gen-ID	5861
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-205 von humanem RAB1A (NP_004152.1) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P62820
Proteingewicht	23kDa
Versand	Eisbeutel