

Anti-Rab1A Kaninchen-Poliklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P62820

Artikelnummer: CM0013224



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes RAB1A (NP_004152.1). Validiert für WB, IF/ICC, ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Studien zum ER-Golgi-Transport und zur Autophagie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RAB1A Rabbit pAb
Anmerkungen/Aliase	RAB1; YPT1; RAB1A
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5861
Gen-ID	5861
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem RAB1A (NP_004152.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P62820
Proteingewicht	23 kDa
Versand	Eisbeutel