


Anti-Rab1B Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9H0U4

Artikelnummer: CM0022199



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes RAB1B (ras-related protein Rab-1B). Validiert für WB, IF/ICC, ELISA; kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Geeignet für die Untersuchung des ER-Golgi-Traffickings, der Autophagie und der GTPase-Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Spezifikation	Details
Produktname	RAB1B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RAB1B; ras-related protein Rab-1B
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	81876
GenID	81876
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 7-201 von humanem RAB1B (NP_112243.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9H0U4
Proteingewicht	22kDa
Versand	Eisbeutel