

Anti-Rab21 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9UI25

Artikelnummer: CM0015262



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen menschliches RAB21 (Ras-related protein Rab-21), validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Detektiert endogenes RAB21 in Proben von Mensch, Maus und Ratte bei ~24 kDa. Ideal für Studien zu Membrantrafficking, Integrin-Recycling und Autophagie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RAB21 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RAB21
Art	Mensch
GenID (Mensch)	23011
GenID	23011
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UL25
Proteinmasse	24kDa
Versand	Eisbeutel