

Anti-Rab22A Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - Q9UI26

Artikelnummer: CM0006818

Einführung

Kaninchen monoklonaler Anti-RAB22A Antikörper, validiert für WB, IP, ELISA in Human, Maus, Ratte. Rekombinantes Immunogen (aa 1-100). Ziel ist das Ras-verwandte Protein Rab-22A, eine Schlüssel-Endozytose-Trafficking-GTPase.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RAB22A Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	RAB22A; ras-related protein Rab-22A
Spezies	Human
GenID (Human)	57403
GenID	57403
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-100 von humanem RAB22A (NP_065724.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9UL26
Proteingewicht	22 kDa
Versand	Eisbeutel