


Anti-Rab23 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9ULc3

Artikelnummer: CM0027637



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes RAB23 für Western Blot und ELISA. Validiert in Human, Maus und Ratte. Erkennt ein 27kDa-Protein, das am ziliären Transport und Hedgehog-Signalweg beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RAB23 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HSPC137; RAB23
Spezies	Human
GenelD (Human)	51715
GenelD	51715
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9ULC3
Proteingewicht	27kDa
Versand	Eistasche