

Anti-Rab24-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - Q969Q5

Artikelnummer: CM0026655

Einführung

Anti-RAB24-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IP, ELISA in Human, Maus, Ratte. Zielt auf Ras-ähnliches Protein Rab-24 (UniProt Q969Q5) ab, beteiligt an Autophagie und intrazellulärem Membrantransport. Ideal für die IVD-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RAB24 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RAB24
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	53917
GenID	53917
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die Aminosäuren 1-203 von humanem RAB24 (NP_001026847.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q969Q5
Proteingewicht	23kDa
Versand	Eisbeutel