


Anti-Rab26 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9ULW5

Artikelnummer: CM0024448



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes RAB26, validiert für WB und ELISA. Reagiert mit Human-, Maus- und Rattenproben. Erkennt einen Schlüsselregulator des vesikulären Transports, ideal für Neurowissenschaften und Zellbiologie-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RAB26 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	V46133; RAB26
Spezies	Human
GeneID (Human)	25837
GeneID	25837
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-60 von humanem RAB26 (NP_055168.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9ULW5
Protein-Gewicht	28kDa
Versand	Eistüte