

Anti-Rab27A-Polyklonaler Antikörper (Kd-Validiert) Für Wb, If/Icc, Elisa - P51159

Artikelnummer: CM0020176



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen RAB27A (KD-validiert) für WB, IF/ICC, ELISA. Erkennt menschliches und murines RAB27A. Ideal zur Untersuchung des intrazellulären Transports, der Exozytose und der Immunzellfunktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validated] RAB27A Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	GS2; RAM; RAB27; HsT18676; [KD Validated] RAB27A
Spezies	Mensch
GenID	5873
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-221 von humanem RAB27A (NP_899057.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P51159
Proteingewicht	25kDa
Versand	Eisbeutel