

Anti-Rab27B Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 000194

Artikelnummer: CM0014910



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes RAB27B, geeignet für WB und ELISA; kreuzreagiert mit Maus. Untersuchen Sie GTPase-abhängigen Membrantransport, endosomale Dynamik und axonalen Transport. – 000194

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RAB27B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	C25KG; RAB27B
Spezies	Human
GeneID (Human)	5874
GeneID	5874
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-218 von humanem RAB27B (NP_004154.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	O00194
Proteingewicht	25kDa
Versand	Eistasche