

Anti-Rab27B Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - O00194

Artikelnummer: CM0012471



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes RAB27B, validiert für WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der Regulation des späten endozytischen Weges und des intrazellulären Transports.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RAB27B Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	C25KG
Spezies	Human
GeneID (human)	5874
GeneID	5874
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-218 von humanem RAB27B (NP_004154.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O00194
Proteingewicht	25kDa
Versand	Eisbeutel