


Anti-Rab28-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P51157

Artikelnummer: CM0022222



Einführung

RAB28-Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Richtet sich gegen menschliches RAB28, eine kleine GTPase, die am Membrantransport und an der Abstoßung der Außensegmente von Zapfenzellen beteiligt ist. Geeignet für Forschungsanwendungen in der In-vitro-Diagnostik.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RAB28-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CORD18; RAB28
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	9364
GeneID	9364
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P51157
Proteingewicht	25 kDa
Versand	Eisbeutel