


Anti-Rab2A Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P61019

Artikelnummer: CM0020419



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes RAB2A (Ras-verwandtes Protein Rab-2A). Validiert für WB und ELISA; kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Reguliert den ER-Golgi-Transport und die Autophagie. Nur für Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RAB2A-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	LHX; RAB2; RAB2A
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5862
Gen-ID	5862
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-212 des humanen RAB2A (NP_002856.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P61019
Proteingewicht	24 kDa
Versand	Kühlakku