


Anti-Rab2A Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P61019

Artikelnummer: CM0016208



Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen humanes RAB2A für Western Blot und ELISA. Validiert in humanen, murinen und rattischen Proben. Ideal für die Autophagie- und intrazelluläre Transportforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RAB2A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	LHX, RAB2, RAB2A
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5862
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-212 von humanem RAB2A (NP_002856.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P61019
Proteingewicht	24kDa
Versand	Eisbeutel