

Anti-Rab31-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q13636

Artikelnummer: CM0030431



Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper gegen humanes RAB31 (Rab22B) für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Validiert mit rekombinantem Immunogen. Erforschen Sie die Rolle dieser Rab-GTPase in der Golgi-Funktion und Endozytose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RAB31 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	Rab22B; RAB31
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	11031
Gen-ID	11031
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die Aminosäuren 1-195 von humanem RAB31 (NP_006859.2) umfasst
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13636
Proteingewicht	22kDa
Versand	Eisbeutel